



PROCLEAR

L'INNOVAZIONE NELL'EPILAZIONE

17 Febbraio 2025

ore 11:00



biotec Italia

SupremePRO



PROCLEAR

L'INNOVAZIONE NELL'EPILAZIONE

17 Febbraio 2025
ore 11:00

Beauty Specialist
Elena Cenzato



biotec Italia
SupremePRO

La luce che irradia la tua bellezza.

PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA RIDUZIONE
PERMANENTE DEI PELI DEL VISO E DEL CORPO
CON TECNOLOGIA **LASER DIODO E CPL.**



biotec italia

SupremePRO

PIATTAFORMA COSTRUITA PER OTTIMIZZARE I TRATTAMENTI

La piattaforma utilizza in modo sinergico e complementare la tecnologia DIODO E CPL per permettere trattamenti:

- **VERSATILI**
- **SICURI**
- **ASSOLUTO COMFORT**

SUPREME PRO è una tecnologia avanzata che, combinata il LASER DIODO 810NM E CPL per migliorare significativamente i risultati dell'epilazione permanente, offrendo una maggiore precisione, sicurezza e comfort, con una riduzione dei tempi di trattamento e un abbassamento dei rischi legati a effetti collaterali.

biotec italia

SupremePRO

L' ULTIMA FRONTIERA PER L' EPILAZIONE PERMANENTE E LA STIMOLAZIONE CUTANEA

PIATTAFORMA CHE RIESCE AD OSPITARE 3 APPLICATORI:

- **DIODO 810 NM 2.800 WATT**
CON DUE OTTICHE IN ZAFFIRO RAFFREDDATE
- **DIODO 810 NM 7.000WATT PROCLEAR**
CON OTTICA IN ZAFFIRO RAFFREDDATA
- **CPL 600-1100 NM**

biotec italia

SupremePRO

applicatore **DIODO 810nm**

Il **DIODO 810nm** è una delle lunghezze d'onda più utilizzate per il trattamento di epilazione permanente, grazie alle sue caratteristiche specifiche che lo rendono altamente efficace e sicuro.

Il **DIODO 810nm** è una lunghezza d'onda nella zona dell'infrarosso vicino. Questa lunghezza d'onda è particolarmente adatta per trattamenti di epilazione perché si abbina perfettamente alla melanina contenuta nel pelo, la quale assorbe intensamente la luce.

biotec italia

SupremePRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Penetrazione profonda:** La lunghezza d'onda di 810nm permette una penetrazione maggiore rispetto ad altre lunghezze d'onda più corte, come il 755nm, ed è efficace su una varietà di tipi di pelle e colori di pelo.
- **Sicurezza e comfort:** Poiché la luce è assorbita selettivamente dalla melanina nei peli e non dalla pelle circostante, il trattamento risulta sicuro e adatto a diverse fototipi cutanei, con minori rischi di effetti collaterali.
- **Trattamento veloce e preciso:** Il diodo 810 nm offre un trattamento rapido e preciso, permettendo di trattare aree più grandi in meno tempo rispetto ad altre tecnologie. Inoltre, la sua efficacia consente di ottenere risultati permanenti nel tempo con una minore necessità di sessioni ripetute.

biotec italia

SupremePRO

DIODO 810nm - 2.800Watt

Indicazione:

- **IDEALE ANCHE SU FOTOTIPI PIÙ SCURI**
- **EFFICACE SU PELI SCURI E MEDI**



biotec italia

SupremePRO

DIODO 810nm - 7.000Watt

Indicazione:

- **IDEALE PER TRATTARE VELOCEMENTE GRANDI AREE**
- **EFFICACE ANCHE SU FOLLICOLI PIÙ PROFONDI**
- **EFFICACE ANCHE SU PELI CON POCA MELANINA**



biotec italia

SupremePRO

applicatore CPL

DEFINIZIONE: La tecnologia CPL è uno dei trattamenti più comuni e diffusi per l'epilazione permanente. Si basa sull'utilizzo di impulsi di luce ad alta intensità, che vengono emessi da una lampada, per rimuovere i peli in modo efficace e duraturo. A differenza dei trattamenti laser, CPL non utilizza una singola lunghezza d'onda, ma una gamma di lunghezze d'onda che possono essere selezionate in base al tipo di trattamento.

biotec italia

SupremePRO

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA CPL, PER L'EPILAZIONE PERMANENTE:

- **AMPIA GAMMA DI LUNGHEZZE D'ONDA:** La luce emessa dalla cpl è composta da una gamma di lunghezze d'onda che variano dai 600 ai 1100 nm, il che consente di trattare una varietà di tipologie di pelle e di peli, inoltre attraverso l' utilizzo di filtri (cut-off) e' possibile selezionare lunghezze d'onda specifiche per ottimizzare i trattamenti in base al fototipo, colore e spessore del pelo.
- **ADATTO PER DIVERSI TIPI DI PELLE E PELI:** La tecnologia cpl è adatta a una vasta gamma di fototipi cutanei, ma è particolarmente efficace su pelli chiare con peli scuri.
- **SICUREZZA E COMFORT:** Durante il trattamento, il dispositivo emette una sensazione di calore che può essere temporaneamente fastidiosa, ma grazie ai sistemi di raffreddamento è significativa la riduzione del disagio durante la seduta.
- **FLESSIBILITÀ DEL TRATTAMENTO:** L'IPL può essere utilizzato su diverse aree del corpo, come viso, gambe, braccia, ascelle e zona bikini. Grazie alla possibilità di regolare i parametri i trattamenti possono essere personalizzati in base alle necessità individuali del cliente.

biotec italia

SupremePRO

CPL

Indicazione:

- **PIÙ INDICATO PER FOTOTIPI CHIARI**
- **EFFICACE SU PELI FINI E CHIARA**



biotec italia

SupremePRO

INNOVAZIONE E VERSATILITÀ: SOLUZIONI AVANZATE PER APPLICAZIONI MULTIPLE

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA: L'uso di CPL e diodi in un unico sistema fornisce al cliente l'accesso a soluzioni tecnologiche avanzate, rendendolo competitivo nel proprio campo.

VERSATILITÀ NELLE APPLICAZIONI: Grazie alla combinazione di diodo e CPL, è possibile utilizzare la piattaforma per una vasta gamma di applicazioni, migliorando l'efficacia del percorso di epilazione permanente.

PRECISIONE E AFFIDABILITÀ OTTIMIZZATE: L'integrazione di CPL e diodi permette un controllo più preciso della luce e della polarizzazione, garantendo risultati costanti e sicuri nel trattamento di epilazione permanente, con minor rischio di effetti collaterali.

biotec italia

SupremePRO

COME FUNZIONA IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE PERMANENTE:

IL PRINCIPIO DELLA FOTOTERMOLISI SELETTIVA

- La luce viene assorbita dalla melanina (il pigmento scuro) presente nei peli.
- La luce viene convertita in calore, che viene trasferito al follicolo pilifero, danneggiandolo e impedendo la futura crescita del pelo.

La tecnologia agisce principalmente durante la fase di crescita attiva del pelo (fase anagen), quando il follicolo è più ricettivo alla luce.

FOTO: luce - TERMO: calore - LISI: danno - SELETTIVO: mirato

Quando il tempo di esposizione al raggio laser o luce è sufficientemente efficace e modulato correttamente, l'energia si concentra solo sull'inestetismo senza creare danni ai tessuti circostanti.

biotec italia

SupremePRO

PROCLEAR



biotec italia

SupremePRO

DIODO 2.800 vs DIODO 7.000 PROCLEAR

Il diodo **PROCLEAR** ha una potenza di **7000W**, più del doppio rispetto al modello da 2800W.

PROCLEAR introduce uno spot da **10 cm²**, molto più grande rispetto al precedente (11,5x11,5 mm o 13,5 x18,50 mm).

La combinazione di una potenza maggiore e uno spot più ampio permette di utilizzare la stessa fluenza del Diodo 2.8 ma di distribuirla su una superficie maggiore.

VANTAGGI


- *MENO PASSAGGI NECESSARI*
- *UN'AREA MAGGIORE TRATTATA CON UN SINGOLO IMPULSO*
- *RIDUZIONE DEL TEMPO DI TRATTAMENTO*

biotec italia

SupremePRO


DIODO 2800W
SPOT 9X9 = 0,81cm²
ENERGIA [J]

0.81 cm²




DIODO 2800W
SPOT 10X15 = 1,5cm²
ENERGIA [J]

1.5 cm²



10 cm²



PROCLEAR SPOT
10cm²
ENERGIA [J]

biotec italia

SupremePRO

PROCLEAR: Potenzia i Tuoi Trattamenti con Tecnologia Avanzata e Risultati Visibili.

FLESSIBILITÀ NELLE APPLICAZIONI: Il laser con vetro guida di 10 cm² permette di trattare diverse aree del corpo, dalle più ampie come gambe, petto e schiena, personalizzando il trattamento in base alle esigenze specifiche di ogni zona.

TRATTAMENTI RAPIDI ED EFFICACI: Con una potenza di 7.000 watt, il laser permette di applicare trattamenti più rapidi rispetto ad altri dispositivi a bassa potenza. La capacità di trattare una superficie maggiore grazie al vetro guida di 10 cm² consente di coprire ampie aree in meno tempo, riducendo significativamente la durata delle sedute.

Questo rende il trattamento più conveniente per i clienti e ottimizza il flusso di lavoro nel centro estetico.

biotec italia

SupremePRO

MAGGIORE PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE: La potenza di 7.000 watt garantisce una maggiore profondità di penetrazione della luce nel follicolo pilifero, ottenendo risultati più duraturi e una riduzione significativa della ricrescita dei peli. Ciò rende il trattamento più efficace rispetto a soluzioni a bassa potenza.

INNOVAZIONE E VANTAGGIO COMPETITIVO: L'introduzione di un laser così potente e preciso posiziona il centro estetico come un leader tecnologico nella zona, offrendo ai clienti un servizio di alta qualità che può differenziarsi rispetto alla concorrenza.

MINORE DISAGIO: Grazie alla potenza e alla tecnologia avanzata di raffreddamento del prisma in zaffiro, il trattamento sarà meno doloroso rispetto ad altri sistemi a bassa potenza. La maggiore efficacia permette di ottenere risultati in meno passaggi, riducendo il fastidio per il cliente.

biotec italia

SupremePRO

POTENZA E EFFICACIA AUMENTATE:

Il Nuovo Applicatore Diodo da 7.000 Watt di 10cm²

Aggiungere un applicatore diodo da 7.000 watt con un prisma da 10 cm² potrebbe portare diversi vantaggi, a seconda dell'uso specifico che fai della tua piattaforma.

MAGGIORE POTENZA: Il nuovo applicatore offre una potenza superiore (7.000 watt), il che potrebbe permettere trattamenti più intensi, veloci ed efficaci, specialmente se stai lavorando su aree più grandi o su persone con necessità particolari.

MIGLIORE EFFICACIA NEL TRATTAMENTO: La combinazione di potenza maggiore e un prisma più ampio (10 cm²) potrebbe consentire una distribuzione più uniforme della luce, riducendo la concentrazione del calore su piccole aree e migliorando la penetrazione nei tessuti. Questo può essere utile per trattamenti estetici o terapeutici che richiedono risultati rapidi.

biotec italia

SupremePRO

TRATTAMENTI SU SUPERFICI PIÙ GRANDI: Il prisma più grande potrebbe essere utile per trattare aree più ampie in meno tempo. Se la tua piattaforma è utilizzata per trattamenti a livello di corpo intero o per zone estese (come schiena o cosce), avere un applicatore più grande e potente ridurrebbe i tempi di trattamento, aumentando l'efficienza.

FLESSIBILITÀ E AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI: Aggiungere un applicatore di maggiore potenza ti offre maggiore flessibilità, adattandosi meglio a diverse necessità di trattamento. Potresti anche migliorare la tua offerta e attrarre una clientela che cerca trattamenti più avanzati.

INNOVAZIONE E DIFFERENZIAZIONE: Aggiungere un dispositivo con caratteristiche avanzate come un applicatore da 7.000 watt con prisma di 10 cm² potrebbe anche essere un modo per rimanere competitivo e differenziarti sul mercato, offrendoti un trattamento tecnologicamente superiore rispetto a piattaforme con una potenza inferiore.

biotec italia

SupremePRO



PROCLEAR

L'INNOVAZIONE NELL'EPILAZIONE

17 Febbraio 2025
ore 11:00

Ricerca & Sviluppo
Edoardo Milanello



biotec Italia
SupremePRO

L'IMPORTANZA STRATEGICA DI AVERE UN UFFICIO TECNICO IN AZIENDA

RUOLI E VANTAGGI

AREA PROGETTAZIONE
E SVILUPPO

AREA NORMATIVA E
CERTIFICAZIONI

biotec italia

SupremePRO

AREA PROGETTAZIONE E SVILUPPO

- **Studio e progettazione di nuovi dispositivi** in conformità con i requisiti normativi
- **Sviluppo e ottimizzazione** dei processi produttivi
- **Selezione di materiali e tecnologie** compatibili con gli standard di sicurezza e qualità
- La parte di **progettazione** comprende un progettista meccanico, un progettista software ed un progettista firmware.

biotec italia

SupremePRO

AREA NORMATIVA E CERTIFICAZIONI

Gestione della Documentazione Tecnica

- Redazione e aggiornamento del fascicolo tecnico del dispositivo
- Stesura di manuali d'uso, dichiarazioni di conformità e altra documentazione obbligatoria
- Mantenimento della conformità ai requisiti normativi (MDR 2017/745, ISO 13485, FDA, ecc.)

Certificazione e Conformità Normativa

- Collaborazione con enti notificati per ottenere la marcatura CE e altre certificazioni
- Conduzione di test di conformità e validazione di prodotto in laboratori specializzati
- Gestione dei processi di gestione del rischio (ISO 14971)

Supporto alla Produzione e alla Qualità

- Definizione e validazione dei processi produttivi
- Risoluzione di problematiche tecniche durante la produzione
- Supporto agli audit interni ed esterni per garantire la compliance ai requisiti normativi

SupremePRO

Apparecchio a luce pulsata e diodo laser impulsato per l'epilazione estetica

Tipologia:

- Apparecchio elettromeccanico per estetica
- Trattamenti di epilazione con CPL e calore

Normative di riferimento:

- Direttiva n°206/2015 sugli apparecchi elettromeccanici per estetisti
- Schede tecniche per laser estetici e depilatori elettronici

Caratteristiche Generali:

- Alimentazione: 230 Vac \pm 10%, 50/60 Hz
- Potenza massima: 2000 VA
- Dimensioni: 340 x 670 x 1000 mm
- Classe di sicurezza: I BF

SPECIFICHE TECNICHE

Manipolo Diodo Laser Proclear

- Potenza: 2800 W
- Lunghezza d'onda: 810 nm \pm 10 nm
- Classe: IV
- Fluenza: fino a 40 J/cm²
- Durata del diodo: 20 milioni di impulsi
- Attivazione: Pulsante o pedale

Manipolo Luce Pulsata (IPL)

- Sorgente: Lampada Xenon
- Spettro di emissione: 600-1100nm (varie configurazioni)
- Energia per impulso: fino a 26 J/cm²
- Durata della lampada: 50.000 impulsi
- Attivazione: Pulsante o pedale

COME CAMBIA LA REGOLAMENTAZIONE

MDR 2017/745 e i dispositivi a uso non medico

Per anni, dispositivi come **laser estetici, IPL e radiofrequenze** nell'Unione Europea non sono stati soggetti ad un'unica regolamentazione, ma dipendenti da singole leggi e normative a discrezione del singolo stato membri.

Tuttavia, con l'introduzione del **Regolamento Europeo MDR 2017/745**, anche questi strumenti devono ora rispettare criteri più severi per garantire sicurezza ed efficacia.

L'MDR include infatti l'**Allegato XVI**, che elenca dispositivi senza finalità medica.

Questo significa che, anche se il loro scopo principale è inerente all'ambito estetico professionale, devono essere trattati al pari di dispositivi medici in termini di qualità, sicurezza, controllo e progettazione

biotec italia

SupremePRO

Il nuovo regolamento, obbliga i produttori di dispositivi estetici a rispettare linee guida più rigorose:

- ✓ **DIMOSTRARE LA SICUREZZA E LE PRESTAZIONI CLINICHE:** non basta più dichiarare che un dispositivo è efficace, ma servono studi e test che lo confermino.
- ✓ **GESTIONE DEL RISCHIO E QUALITÀ:** i fabbricanti devono adottare standard elevati, come la certificazione ISO 13485, per garantire la qualità del prodotto e la sicurezza d'uso, redigere documentazione tecnica specifica ed integrare un'analisi dei rischi strutturata e complessa.
- ✓ **MAGGIOR TRACCIABILITÀ:** ogni dispositivo deve avere un codice identificativo UDI (Unique Device Identification) per monitorarne la sicurezza nel tempo.
- ✓ **SORVEGLIANZA POST-VENDITA:** il produttore è obbligato a raccogliere dati sul dispositivo anche dopo l'immissione sul mercato, per assicurarsi che continui a funzionare in sicurezza.

L'MDR non è solo una nuova regolamentazione, ma una **GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA** per tutto il settore dei dispositivi estetici.

biotec italia

SupremePRO

Sebbene il nuovo regolamento richieda più impegno per i produttori, porta anche **benefici** importanti per tutti:

- ✓ **PIÙ SICUREZZA PER GLI UTENTI >>>** I dispositivi estetici seguiranno standard di qualità più elevati, riducendo rischi e complicazioni.
- ✓ **MIGLIORE AFFIDABILITÀ >>>** I prodotti dovranno essere testati e validati, garantendo un'efficacia dimostrata.
- ✓ **MAGGIORE TRASPARENZA >>>** Con una documentazione più chiara e tracciabilità migliorata, sia gli operatori che i consumatori potranno fare scelte più informate.
- ✓ **MERCATO PIÙ CONTROLLATO >>>** Dispositivi non conformi o di dubbia efficacia avranno vita più difficile, favorendo prodotti sicuri e certificati.

L'MDR non è solo una nuova regolamentazione, ma una **GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA** per tutto il settore dei dispositivi estetici, dal controllo sul produttore alla sicurezza sul cliente ed utilizzatore finale.

biotec italia

SupremePRO



PROCLEAR

L'INNOVAZIONE NELL'EPILAZIONE

17 Febbraio 2025
ore 11:00

Responsabile Commerciale
Andrea Cimarelli



biotec Italia
SupremePRO

BIOTEC ITALIA

Il Tuo Partner Strategico per il Successo

- ✓ **NON SOLO TECNOLOGIE AVANZATE**, ma un supporto completo per il tuo centro estetico
- ✓ **FORMAZIONE CONTINUA**, consulenza e strategie di marketing personalizzate
- ✓ **MASSIMIZZA IL VALORE** del tuo investimento con un utilizzo strategico delle tecnologie
- ✓ **CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE** garantite grazie a un approccio integrato e mirato

BIOTEC ITALIA: *PIÙ DI UN FORNITORE, UN ALLEATO PER IL TUO SUCCESSO!*

biotec italia
SupremePRO

ANALISI DEL TUO ISTITUTO E DELLA TUA CLIENTELA

- **APPROCCIO STRATEGICO:** analisi del centro estetico e del target di riferimento
- **INTEGRAZIONE EFFICACE:** studio delle esigenze della clientela per massimizzare i risultati
- **PROTOCOLLI PERSONALIZZATI** e formazione del personale per un utilizzo ottimale
- **SUPPORTO MARKETING** per valorizzare la nuova tecnologia e aumentare la competitività

OBIETTIVO: *TRASFORMARE LA TECNOLOGIA IN UN VANTAGGIO DISTINTIVO E PROFITTEVOLE.*

biotec italia

SupremePRO

STRATEGIE COMMERCIALI E GIORNATA A RENDIMENTO A COSTO ZERO

PIANO SU MISURA

offerte e promozioni dedicate per il lancio del nuovo strumentale

MODUS OPERANDI EFFICACE

gestione inviti, tempi per consulenze e proposte commerciali

GESTIONE DEI NO

tecniche di trattativa e strategie di marketing per trasformarli in Sì

OBIETTIVO: *MASSIMIZZARE IL RENDIMENTO SENZA COSTI AGGIUNTIVI*

biotec italia

SupremePRO

SUPPORTO MARKETING COMPLETO

- **ORGANIZZAZIONE SENZA STRESS:**
il nostro team marketing si occupa di tutto
- **KIT PROMOZIONALE COMPLETO:**
materiali per digitale e cartaceo (social, brochure, flyer, locandine)
- **CONTENUTI ACCATTIVANTI:**
post, storie, grafiche e video per coinvolgere il pubblico
- **MASSIMA VISIBILITÀ:**
strategie mirate per attrarre nuovi clienti e valorizzare il tuo investimento

biotec italia

SupremePRO

SOLUZIONI PRATICHE PER OGNI ESIGENZA

GESTIONE DEGLI IMPREVISTI:

soluzioni su misura per il tuo centro estetico

SUPPORTO OPERATIVO COMPLETO:

assistenza tecnica tempestiva e consulenza continua

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

utilizzo ottimale delle tecnologie e gestione efficace delle clienti

OBIETTIVO:

lavorare in un ambiente sereno, offrire un servizio impeccabile e far crescere il business

biotec italia

SupremePRO

PIÙ VELOCITÀ, PIÙ MARGINE, PIÙ CLIENTI = MAGGIORE GUADAGNO!

- **PIÙ VELOCITÀ:** trattamenti rapidi ed efficaci >>> più clienti in meno tempo
- **PIÙ MARGINE:** uso intelligente delle risorse >>> riduzione dei costi e massimizzazione dei profitti
- **PIÙ CLIENTI:** operatività ottimizzata >>> maggiore capacità di attrarre e gestire nuovi clienti


➔ **OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI:** aumento significativo del guadagno

➔ **MAGGIORE COMPETITIVITÀ:** differenziati sul mercato con efficienza e qualità

➔ **INVESTIMENTO STRATEGICO:** tecnologie che generano risultati concreti e duraturi

biotec italia

SupremePRO

A hand in a white lab coat sleeve points upwards with the index finger. A bright, glowing white arrow starts from the tip of the finger and points towards the top right corner of the image. The background is a blurred blue-grey color.

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DEL NUOVO MANIPOLO DIODO 7000W
OLTRE A RISULTATI ECCELLENTI NEI TRATTAMENTI,
**VA A OTTIMIZZARE I TEMPI
MASSIMIZZANDO IL TUO PROFITTO.**

biotec italia

SupremePRO

I VANTAGGI ECONOMICI E OPERATIVI

- Trattamenti più veloci e produttivi
- Passiamo dagli attuali $1,32\text{cm}^2$ e $2,49\text{cm}^2$ dei prismi in dotazione del 2800w a una superficie operativa di 10cm^2 , oltre il quadruplo rispetto il precedente manipolo.
- Tempi di trattamento più che dimezzati (es. da 30 min a 10/12 min o meno).
- Maggiore efficienza = più clienti trattati ogni giorno.

biotec italia

SupremePRO

MARGINALITÀ PIÙ ALTA PER OGNI TRATTAMENTO

- **STESSO PREZZO PER IL CLIENTE, MA COSTO OPERATIVO RIDOTTO.**
- **MENO TEMPO IN CABINA = PIÙ APPUNTAMENTI NELLA GIORNATA.**
- **GUADAGNI MAGGIORI SULLA STESSA ZONA TRATTATA.**

biotec italia

SupremePRO

RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI

- **MINORE CONSUMO DI MATERIALI IN CABINA.**
- **MINOR UTILIZZO DI RISORSE OPERATIVE.**
- **RISPARMIO SU COSTI FISSI E VARIABILI.**

biotec italia

SupremePRO

I NUMERI

Zone	Tempo 2800w	€	Tempo 7000w	€	Margine di guadagno in %
Zona media	30 min	50,00	11/13 min	50,00	130,8% - 172,7%
Zona grande	45 min	70,00	19/21 min	70,00	114,3% - 136,8%

Con il nuovo manipolo, rispetto al precedente, il margine di guadagno per zone medie aumenta tra il **130,8% e il 172,7%**, a seconda del tempo operativo di **11 o 13 minuti**.

Mentre per le zone grandi il margine di guadagno aumenta tra il **114,3% e il 136,8%**, a seconda il tempo operativo sia di **19 o 21 minuti**. Questo significa che, mantenendo lo stesso incasso di €70, il tempo ridotto permette di incrementare ancora di più la redditività per trattamento.

biotec italia

SupremePRO

A CHI È RIVOLTO?

ISTITUTI CON MOLTE CABINE E COLLABORATRICI

Più efficienza e più clienti gestiti in meno tempo.

PICCOLI ISTITUTI CON UNA O DUE OPERATRICI

Gestire un piccolo istituto con una o due operatrici può sembrare una sfida, soprattutto quando la domanda cresce e il tempo è limitato. Tuttavia, con l'ingresso di questo strumentale, è possibile aumentare il numero di clienti senza sovraccaricare il lavoro, permettendoti di ottimizzare la gestione degli appuntamenti. In questo modo, puoi accogliere più clienti senza affaticare lo staff e senza compromettere l'esperienza del servizio.

ATTIVITÀ CON AGENDE GIÀ PIENE

Maggior numero di trattamenti nella stessa giornata = più fatturato.

biotec italia

SupremePRO

***CON IL NUOVO MANIPOLO DIODO 7000W
IL TUO ISTITUTO LAVORERÀ MEGLIO,
GUADAGNERÀ DI PIÙ E
POTRÀ CRESCERE SENZA LIMITI!***



OFFERTA RISERVATA A TE!

Grazie per aver partecipato al nostro webinar!

Solo per te che hai seguito il webinar,
una **PROMOZIONE DEDICATA** per portare
il **FUTURO DELL'EPILAZIONE** nel tuo centro estetico.

CONTATTACI SUBITO!

info@biotecitalia.com - 0444 591683

biotec italia

SupremePRO



biotec^{Lab}25
MASTER DI EPILAZIONE PERMANENTE

EPIL&SKIN EDITION

8 - 9 - 10 MARZO 2025

biotec italia
SupremePRO



PROCLEAR

L'INNOVAZIONE NELL'EPILAZIONE

Grazie!



biotec Italia

SupremePRO